


# Guia de Interpretação

QuickComb para

## QuickScan



**Lote: 123-09**

Código do QuickScan

**C1 C9 RR C3 1F LP 34 3A**

Número da tira  
Cor da tira

1 VERDE 2 AZUL 3 VERMELHO 4 LARANJA 5 UVA 6 BEGE 7 CINZA 8 AZUL CLARO

Nome comercial

YieldGard Starlink Roundup Ready YieldGard Rootworm Herculex I Liberty Link Herculex RW Agrisure RW

Proteína

Cry1A Cry9C CP4 EPSPS Cry3B Cry1F PAT/*pat* Cry34 mCry3A

Níveis de detecção

0.8% 0.125% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 1.0%

